

Mode d'emploi bon de commande de prothèses

Chers Docteurs,

Nous vous présentons le nouveau bon de commande.

Conformément à la norme ISO, ainsi que l'évolution technologique, nous vous prions de bien remplir le bon de commande pour assurer le bon déroulement de la procédure.

Dans un premier temps, nous tenons à souligner qu'il est impératif que le praticien mette son cachet professionnel ou son nom et prénom afin qu'il n'y ait pas de perte de travail.

Il sera ensuite demandé des informations sur l'identité du patient, il faudra cocher son genre, ainsi émettre l'âge, le nom et prénom du patient.

Dans un troisième temps, il vous sera demandé de nous communiquer la gamme souhaitée en cochant sur une des trois cases.

Il faut savoir que la gamme Sérénité, est une gamme entièrement produite dans notre laboratoire LMP France.

La gamme Optima est une gamme produite à l'externalisation.

La gamme Express est tout d'abord produite à l'externalisation puis finie en France dans notre laboratoire.

Concernant le numéro de commande, vous n'avez pas à vous en soucier car il est déjà inscrit sur les feuilles du carnet que vous devrez commander.

A la suite de ces informations certains éléments vous seront demandé comme par exemple le fait de savoir si c'est un ancien travail ou non, la teinte...

Vous retrouverez également 2 colonnes afin de préciser si c'est une prothèse adjointe ou conjointe puis suivant la nature de la prothèse, des détails vous seront inscrit en cochant les différentes propositions. Si vous souhaitez nous communiquer d'autres informations, merci de les inscrire dans la case commentaires.

La bannière grise est réservée au Laboratoire LMP, vous n'avez pas à vous en préoccuper.

Il faudra impérativement détacher les deux premières pages qui sont blanches et bleues, et nous les renvoyer. Vous conserverez la troisième page qui est jaune.

Pour finir, nous tenons à souligner qu'il est important de bien penser à mettre le cachet professionnel.

La Direction